

過酢酸系除菌洗淨剤

Jクリーナーミニ

J Series

- 特長 1** **高い除菌力と幅広い抗菌スペクトル**
 無機過酸を配合することでより高い除菌力を発揮します。
- 特長 2** **1剤で除菌・洗淨・無機スケールの除去が可能**
 除菌・洗淨だけでなく、無機スケール(炭酸カルシウム・シリカ等)の除去にも効果を発揮します。
- 特長 3** **膜素材及び周辺の部材への影響を抑制した処方設計**
- 特長 4** **コンパクトな容量(250mL)で使いきりに最適です**
 ※本容器は再使用できません。



用途	個人用透析用水作製装置のRO処理水ライン除菌洗淨
使用方法	装置の取扱説明書に従い使用してください。
主成分	<ul style="list-style-type: none"> ・ 過酢酸：1.9wt% ・ 酢酸：16wt% ・ 過酸化水素：<6wt% ・ 無機過酸
液性	酸性
包装形態	250mL×4本



使用上の注意 ◆用途以外には使用しないでください。◆他の薬剤との混合は避けてください。◆直射日光の当たらない屋内に密閉して保管してください。◆製品ロケットにより溶液色が異なる場合がありますが、製品の特性に影響はありません。◆子供の手の届かない場所に保管してください。◆希釈液は速やかに使用してください。◆容器は、1回のみで使用で、再利用はできません。◆次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ物質とは混ぜないようにしてください。◆保管時は、横倒ししないでください。

応急措置 ●皮膚(または髪)に付着した場合、直ちに汚染された衣服すべて脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。●眼に入った場合、流水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗淨を続けること。●ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。●直ちに医師に連絡すること。

販売元 **日本ウォーターシステム株式会社**
 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目9番4号 TEL 03-4321-0150

製造元 **未来を清浄化する**
アムテック株式会社
 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目27番9号 TEL 06-6447-6555

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

2020.1

お問い合わせ

IWS 日本ウォーターシステム株式会社

東京支店	〒351-0111 埼玉県和光市新倉5-9-22	TEL.048(450)3950	FAX.048(466)4313
大阪支店	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12	TEL.06(6387)1104	FAX.06(6387)3241
北海道営業所	〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25	TEL.011(796)8255	FAX.011(796)8256
東北営業所	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1	TEL.022(288)3112	FAX.022(288)3113
中部営業所	〒463-0072 愛知県名古屋守山区金屋2-191-1	TEL.052(799)5230	FAX.052(799)5231
広島営業所	〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3	TEL.082(233)9351	FAX.082(233)9357
九州営業所	〒811-0201 福岡県福岡市東区三苫6-1-25	TEL.092(605)0555	FAX.092(605)0565
南九州営業所	〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町27-4 柚木ビル2F	TEL.099(224)8118	FAX.099(224)8110
(株)日本ウォーターシステム 四国	〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F	TEL.087(832)5771	FAX.087(832)5772