

過酢酸系除菌洗淨剤

Jクリナー

J Series

本剤はRO水タンク・RO膜用の除菌洗淨剤です。

- 特長 1** 高い除菌力と幅広い抗菌スペクトル(※)
※抗菌スペクトル:除菌洗淨剤の微生物の増殖阻止を示す範囲を表すもので、多くの細菌に抗菌効果を示す場合に“抗菌スペクトルが広い”と称します。
- 特長 2** 1剤で除菌・洗淨・無機スケールの除去が可能です
- 特長 3** 安全性の高い薬剤です
- 特長 4** 透析用水作製装置部材への腐食性が少ない
- 特長 5** 水洗性に優れています
- 特長 6** コンパクトな容量(2L)で使いきりに最適です(※)
※本容器は再使用できません。



用途	RO水タンク・RO膜の除菌洗淨
使用方法	50~100倍希釈(推奨100倍希釈) ※RO膜の除菌洗淨の際は除菌洗淨後に使用してください。
主成分	・過酢酸:1.9wt% ・酢酸:16wt% ・過酸化水素:<6wt% ・無機過酸
液性	酸性
包装形態	2L×4本



使用上の注意 ◆用途以外には使用しないでください。◆他の薬剤との混合は避けてください。◆直射日光の当たらない冷暗所に密閉して保管してください。◆製品ロットにより溶液色が異なる場合がありますが、製品の特性に影響はありません。◆子供の手の届かない場所に保管してください。◆希釈液は速やかに使用してください。◆**次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ物質とは混ぜないようにしてください。**◆**本容器は再使用できません。**

応急措置 ●皮膚(または髪)に付着した場合、直ちに汚染された衣服すべて脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。●眼に入った場合、流水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗淨を続けること。●ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。●直ちに医師に連絡すること。

販売元 **日本ウォーターシステム株式会社**
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目9番4号 TEL 03-4321-0150

製造元 **AMTEC株式会社**
未来を清浄化する
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目27番9号 TEL 06-6447-6555

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行:2020.01

お問い合わせ **日本ウォーターシステム株式会社**

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 東京支店 | 〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22 | TEL.048(450)3950 | FAX.048(466)4313 |
| 大阪支店 | 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12 | TEL.06(6387)1104 | FAX.06(6387)3241 |
| 北海道営業所 | 〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25 | TEL.011(796)8255 | FAX.011(796)8256 |
| 東北営業所 | 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1 | TEL.022(288)3112 | FAX.022(288)3113 |
| 中部営業所 | 〒463-0072 愛知県名古屋守山区金屋2-191-1 | TEL.052(799)5230 | FAX.052(799)5231 |
| 広島営業所 | 〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3 | TEL.082(233)9351 | FAX.082(233)9357 |
| 九州営業所 | 〒811-0201 福岡県福岡市東区三苫6-1-25 | TEL.092(605)0555 | FAX.092(605)0565 |
| 南九州営業所 | 〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町27-4 柚木ビル2F | TEL.099(224)8118 | FAX.099(224)8110 |
| (株)日本ウォーターシステム四国 | 〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F | TEL.087(832)5771 | FAX.087(832)5772 |